



CimoMed

Parfum- en kleurstoffvrije wasgel voor de milde reiniging van de gevoelige huid

Toepassingsbereik

CIMOMED is een ongeparfumeerde, zeep- en kleurstoffvrije huidreiniger met een milde en grondige reinigingskracht en een goede huidcompatibiliteit. Het product is ook alkalivrij en reinigt grondig alle lichte verontreinigingen.

Gebruiksaanwijzing

CIMOMED wasgel wordt daar gebruikt waar een beroepsmatig gestresste huid een zachte en liefst allergievrije reiniging nodig heeft. CIMOMED is bijzonder huidvriendelijk en voelt aangenaam aan. Het is bij uitstek geschikt voor de gevoelige en gestresste huid, is zuinig in gebruik en bevat waardevolle, herstellende stoffen. CIMOMED is bijzonder geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie en voedselverwerking.

Producteigenschappen

- Milde, aangename handwasgel
- Dermatologisch getest
- Geurvrij en dus geschikt voor de gevoelige huid
- pH-huidneutraal
- Zeep- en alkalivrij
- Vrij van parabenen
- Hoge acceptatie door consumenten
- Geschikt voor huidallergiepatiënten en voor de voedingsindustrie
- Praktische 500 ml flacon met afsluitbare dop, als enkele flacon, in een 500 ml Euro-wanddispenser of met een handdoseerpomp te gebruiken
- Ecologische 1000 ml doseerflacon voor een gedoseerde professionele huidreiniging
- Eenvoudig en kiemvrij doseren via de 1000 ml DR.SCHNELL V10 wanddispenser
- Hygiënische, eenvoudige en kiemvrije dosering via de 2000 ml DR.SCHNELL wanddispenser
- HACCP-conform

Productinformatie

- Uiterlijk: heldere, stroperige vloeistof
- pH-huidneutraal 5,5

Aanbeveling voor gebruik

Wrijf met weinig water een beetje CIMOMED (ca. 2 ml) over de verontreinigde delen van de huid. Was verder met water totdat het vuil is opgelost. Vervolgens grondig afspoelen met veel water en zorgvuldig afdrogen. Vergeet niet na het wassen van de handen huidcrème aan te brengen!

Productveiligheid en bewaarinstructies

CIMOMED valt onder de EU-cosmeticaverordening. CIMOMED kan minimaal 30 maanden worden bewaard in gesloten houders op kamertemperatuur. Na opening kan CIMOMED nog eens 12 maanden worden bewaard. Huidbeschermingsproducten maken deel uit van de persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU).

Overige informatie

Doos met 10 fl. à 500 ml	Art.nr. 00367
Doos met 10 V10 fl. à 500 ml	Art.nr. 00740
Doos met 12 Eurofl. à 1000 ml	Art.nr. 00356
Doos met 6 V10 fl. à 1000 ml	Art.nr. 00368
Doos met 6 dispenserfl. à 2.000 ml	Art.nr. 00357

Accessoires

Dispenser (handdoseerpomp) à 500 ml CIMOMED-Fl.	Art.nr. 94787
DR.SCHNELL Euro wanddispenser à 500 ml CIMOMED-Fl.	Art.nr. 80058
DR.SCHNELL Euro wanddispenser à 1000 ml CIMOMED-Fl.	Art.nr. 80054
DR.SCHNELL V10-wanddispenser à 1000 ml CIMOMED-Fl.	Art.nr. 80044
DR.SCHNELL wanddispenser à 2000 ml CIMOMED-Fl.	Art.nr. 80071

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0320

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE